



INSTRUKCJA BHP

PRZY MYCIU I DEZYNFEKCYJNIE NARZĘDZI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Niniejsza instrukcja BHP dotyczy zasad postępowania podczas procesu ręcznego lub maszynowego dezynfekcji i mycia skażonych narzędzi oraz sprzętu medycznego w praktykach lekarskich, stomatologicznych, laryngologicznych lub zakładach opieki zdrowotnej.

UWAGI OGÓLNE

- Każdy pracownik powinien zapoznać się z procedurami postępowania obowiązującymi przy czynnościach związanych z materiałem biologicznym.
- Do mycia i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętu medycznego może zostać dopuszczony pracownik, który:
 - posiada odpowiednie kwalifikacje,
 - został przeszkolony w zakresie technologii i obsługi urządzenia (w przypadku maszynowego procesu dezynfekcji),
 - posiada aktualne badania lekarskie,
 - zapoznał się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - przeszedł przeszkolenie ogólne,
 - przeszedł instruktaż stanowiskowy,
 - przyjął zalecane szczepienia ochronne,
 - cechuje się wysoką sprawnością psychofizyczną.
- Pracownik przystępujący do mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego jest zobowiązany do stosowania środków ochrony indywidualnej:
 - fartuch ochronny,
 - rękawice ochronne,
 - okulary ochronne,
 - maska ochronna,
 - obuwie antypoślizgowe.
- Zabrania się przystępowania do pracy pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub leków, mogących oddziaływać na zdolność reakcji.
- Nie należy podejmować pracy, jeżeli występują jakiegokolwiek wątpliwości, co do jej bezpiecznego wykonania.

NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ PRZY PRACY Z NARZĘDZIAMI I SPRZĘTEM MEDYCZNYM ZE WZGLĘDU NA SKAŻENIE MATERIAŁEM BIOLOGICZNYM.

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU PREPARATU DEZYNFEKCYJNEGO

- Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z kartą charakterystyki stosowanego preparatu dezynfekcyjnego.
- Do wanny lub innego pojemnika przeznaczonego do dezynfekcji należy odmierzyć zimną wodę wodociągową w objętości odpowiedniej do przewidywanej ilości narzędzi.
- Należy przygotowywać roztwór roboczy wybranego preparatu, w stężeniu odpowiadającemu planowanemu czasowi dezynfekcji.
- Na wannie lub innym pojemniku do dezynfekcji należy umieścić informację dotyczącą nazwy preparatu, stężenia, czasu przygotowania roztworu oraz nazwisko osoby przygotowującej.

DEZYNFEKCYJA

- Bezpośrednio po użyciu należy umieścić narzędzia w przygotowanym roztworze preparatu dezynfekcyjnego.
- Narzędzia składane należy rozłożyć.
- Narzędzie umieszczać w roztworze ostrożnie, unikając rozchlapywania płynu oraz kontaktu preparatu ze skórą.
- Narzędzia powinny być całkowicie zanurzone, rozłożone. Należy usunąć pęcherze powietrza.
- Wannę lub pojemnik nakryć.
- Po upływie zalecanego (wybranego) czasu działania wyjąć narzędzia z roztworu unikając kontaktu preparatu ze skórą.
- Narzędzia należy wypłukać wodą o jakości co najmniej wody pitnej.

MYCIE

- Mycie ręczne przeprowadza się w specjalnie do tego celu przeznaczonych pomieszczeniach w zlewozmywaku 2-komorowym lub wydzielonym do tego celu zlewozmywaku 2-komorowym znajdującym się w gabinecie.
- Narzędzia należy myć pojedynczo, w ciepłej wodzie, stosując szczotki przeznaczone wyłącznie do tego celu.
- Po zakończeniu mycia użyte szczotki należy zdezynfekować, wypłukać i wysuszyć.
- Narzędzia należy wypłukać wodą o jakości co najmniej wody pitnej i osuszyć.

DEZYNFEKCYJA I MYCIE W MYJCE ULTRADŹWIĘKOWEJ

- Narzędzia należy umieścić w przygotowanym roztworze preparatu myjąco-dezynfekcyjnego w myjce ultradźwiękowej.
- Narzędzia składane należy rozłożyć.
- Narzędzie umieszczać w roztworze ostrożnie, unikając rozchlapywania płynu oraz kontaktu preparatu ze skórą.
- Narzędzia powinny być całkowicie zanurzone.
- Należy zakryć pojemnik myjki ultradźwiękowej i uruchomić myjkę.
- Po upływie zalecanego (wybranego) czasu działania należy wyjąć narzędzia z roztworu
- i wypłukać wodą o jakości co najmniej wody pitnej i osuszyć.
- Po zakończeniu mycia i dezynfekcji narzędzi wylać roztwór z myjki ultradźwiękowej a następnie umyć ją i dezynfekować.

Suche narzędzia zapakować w rękawy papierowo-foliowe i przekazać do sterylizacji.

Po zakończeniu pracy należy przekazać środki ochrony indywidualnej wielokrotnego użytku celem poddania ich zabiegom przywracającym właściwości ochronne.

Zatwierdzam

.....
(data i podpis)